

Respirátor FFP2 (KN95) bez výdychového ventilu



Jednorazový respirátor triedy FFP2 (KN95) bez výdychového ventilu. Respirátory sú **certifikované pre predaj v Európskej únii** a boli testované v laboratóriách v Českej republike (Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.) a v akreditovanej skúšobni BSI Group The Netherlands B. V. v Holandsku.

Respirátory spĺňajú kvalitatívne požiadavky na ochranu triedy FFP2 v zmysle normy EN 149:2001+A1:2009 a sú vhodné na použitie ako **ochrana pred Covid-19** pre zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov verejnej správy, policajtov, pracovníkov klientskych centier, domovov sociálnych služieb a všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s väčším počtom ľudí.

Poskytuje ochranu pred pevnými časticami, aerosólmi a nimi prenášanými mikroorganizmami.

Ponúkané respirátory sú určené na jednorazové použitie. Upínajú sa gumičkami za uši, sú veľmi pohodlné na nosenie a priedušné, vyrobené z neдрáždivého materiálu, bez zápachu. V hornej časti respirátora sa nachádza kovová výstuž na prispôbenie respirátora tvaru tváre

Respirátory sú balené v škatuliach po 50 ks, v rámci 1 krabice sú balené po 10 ks. **Minimálny odber po 10 ks.**

Respirátor dodávame v **dvoch rôznych dizajnoch** s rovnakými vlastnosťami (vyhotovenia „C“ a „Willow“). Možnosť výberu konkrétneho typu, **treba uviesť pri objednávke.**

Cena : 2,75 eur bez DPH (3,3 Eur s DPH) / 1 ks, možnosť množstevných zliav

Objednávku môžete uskutočniť priamo na našom e-shope:

eshop.eling.sk

V prípade záujmu o množstevnú zľavu nás prosím kontaktujte individuálne na č. tel.: 042/4455616 alebo mailovej adrese: gyurkovska@eling.sk



Eling s.r.o., Trenčianska 863/66, 01851 Nová Dubnica
IČO: 31560008, DIČ:2020436044, IČ DPH SK2020436044
www.eling.sk, tel.:042/4455616, gyurkovska@eling.sk

Použitie

- Respirátor zakrýva ústa, nos a bradu. Na tvár sa upevňuje dvomi pružnými úponmi za uši. Tieto je možné skrátiť vytvorením uzlíkov a prispôbiť svojej tvári.
- Správne nasadený respirátor sa pri nádychu viditeľne prisáva k tvári!
- Voľne upevnený respirátor plní svoju úlohu len obmedzene! Pred nasadením respirátora si dôkladne umyte ruky. Uchopte respirátor rukou za vonkajšiu stranu, prispôbte si kovovú výstuž okolo nosa a druhou rukou si upevnite úpony za uši. Nikdy sa nedotýkajte respirátora na vnútornej strane, mohlo by prísť k jeho kontaminácii. Aj počas nosenia sa vyhýbajte zbytočnému dotýkaniu respirátora.
- Pri snímaní respirátora postupujte opačným smerom, snímte úpony spoza uší a zložte respirátor z tváre. Vyhod'te použitý respirátor do koša a dôkladne si umyte ruky.
- **Respirátor je jednorazový s dobou používania maximálne 8 hodín**, alebo kým nezvlhne od dýchania, maximálne však do doby, keď ho snímnete z tváre.

Skladovanie

- Originálne zabalené výrobky skladujte pri teplote -5 až 20°C , vlhkosť vzduchu do 50% v nekontaminovanom prostredí.
- Skladovateľnosť je 3 roky.
- Výrobky z individuálneho obalu smie vybalit' až konečný užívateľ!

Likvidácia

Použitý respirátor vložte do plastového vrečka, uzavrite ho a vyhod'te do zmiešaného komunálneho odpadu. Nelikvidujte použité respirátory umiestňovaním do triedeného odpadu!



Typ „C“

Typ „Willow“